

drive™

www.drivemedical.com

Rev.3.04.15.14

plastic bathtub safety rail

riel de seguridad de
plástico para la tina
del baño

barre d'appui en plastique
pour la baignoire

item # 12039 & 12044



EU Authorized Representative
Drive Medical LTD
Ainley's Industrial Estate
Elland, West Yorkshire,
United Kingdom HX5 9JP

www.drivemedical.com

drive™

installation instructions

1. Clean Bathtub thoroughly and wipe dry before applying rail. Contact surfaces must be dry and free of soapy residue to assure secure installation.
2. Deploy knob (A) and open until rail is wide enough to slip on side of bathtub.
3. Place Safety Rail on bathtub with knob (A) facing outside of tub and tighten until rail feels tight and secure.
4. To test installation of rail, pull forward, back and side to side. If rail slips or moves, make sure surface is free of soapy film and is dry, then replace at desired location and retighten.

Safety rail often requires retightening from time to time. Check periodically before use and retighten as needed.

CAUTION:

Please use extreme care when installing on fiberglass tubs. **DO NOT OVERTIGHTEN** as the clamp may crack the fiberglass.



Item # 12039



Item # 12044

instrucciones para la instalación

1. Limpie la bañera minuciosamente y séquela antes de aplicar la Barra. Las superficies de contacto deben estar secas y sin residuos jabonosos para asegurar una instalación firme.
2. Afloje la perilla hasta que la Barra tenga el ancho suficiente para deslizarse en el costado de la bañera.
3. Coloque la Barra de Seguridad sobre la bañera con la perilla mirando hacia afuera de la bañera y ajuste hasta que la Barra esté ajustada y segura.
4. Para controlar la instalación de la Barra, tire hacia afuera, hacia atrás y a ambos lados. Si la Barra se desliza o se mueve, asegúrese que la superficie esté libre de una capa jabonosa y esté seca, luego reponga en el lugar deseado y reajuste.

La Barra de Seguridad requiere con frecuencia e ajuste periódico. Contróla periódicamente antes de usar y reajústela cuando sea necesario.

ADVERTENCIA!

Por favor tenga extremo cuidado cuando haga la instalación en bañeras de fibra de vidrio. **NO AJUSTE EN EXCESO** ya que la grampa puede romper la fibra de vidrio.



Artículo # 12039



Artículo # 12044


directives d'installation

1. Bien nettoyer le bain et assécher entièrement le rebord du bain avant d'y installer l'appareil. La surface doit être propre et exempte de tout résidu ou de savon.
2. Tourner la poignée et ajuster la largeur jusqu'à ce que l'étau puisse excéder la largeur du rebord de bain.
3. Insérer la barre d'appui sur le rebord du bain et serrer la poignée jusqu'à ce que l'étau soit bien serré
4. S'assurer de la solidité de l'installation en tirant sur la poignée dans tous les sens. Si la barre glisse ou se déplace, s'assurer que la surface est bien lisse, propre et sèche, puis recommencer.

La barre d'appui doit être resserrée à l'occasion. S'assurer périodiquement de la solidité de l'installation.

ATTENTION:

Être très prudent lors de l'installation sur une baignoire en fibre de verre. Éviter de trop serrer car l'étau pourrait briser le fibre de verre.



Article # 12039



Article # 12044

lifetime limited warranty

Your Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2014 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2014 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'œuvre pour la vie du produit pour l'acheteur de consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'œuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2014 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

Rev.3.04.15.14



www.drivemedical.com