

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

raised toilet seat with
rear locks

asiento de escusado elevado
con cerradura trasera

siège de toilette élevé avec
les surlures arriere

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

installation instructions

1. Remove product from carton and read directions carefully before installing raised toilet seat.
2. Remove toilet seat and lid from toilet.
3. Turn both locking clamps counter clockwise until they can no longer turn. This will open the locking devices.
4. Place raised toilet seat on bowl and position in a secure fashion. Be sure the two locking brackets are on both sides of the bowl wall and that the seat is flush to the bowl.
5. Turn the locking brackets clockwise until tight. Hand tighten only. Do not use tools as threads on adjustment bracket may strip.
6. Check for secure fit routinely before using product. User's weight should be centered over toilet seat.

removal instructions

1. Rotate knobs counter clockwise until seat is loose.
2. Lift front of raised toilet and pull forward to move.

cleaning instructions

1. Use a non-abrasive detergent or household cleaner with warm water.
2. Rinse with warm water and wipe dry.
3. DO NOT USE AN ABRASIVE CLEANER OR CLOTH with this product, as damage may occur.

CAUTION

1. Always be sure that the seat is correctly and securely locked in place before using.
2. Be sure that adjustment knobs on sides of seat are tight.
3. This product is designed for use with most common types of commodes. It will not fit all commode types; be sure that the unit is correctly installed, fits properly and is stable before use.

lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

instrucciones para instalar

1. Quite el producto del cartón y lea las instrucciones cuidadosamente antes de instalar el asiento de escusado elevado.
2. Quite el asiento y la tapa del escusado.
3. Voltee las dos abrazaderas fijadas a la izquierda hasta que no pueda voltear mas. Esto abra la fijación de los dispositivos.
4. Coloque el asiento en el escusado de manera segura. Asegurese de que las dos abrazaderas estén de cada lado del escusado y que el asiento este al raz del escusado.
5. Voltee los soportes de fijación a la derecha hasta que estén apretados. No utilice herramientas porque los hilos de rosca en los soportes de ajuste se pueden tirar.
6. Cheque que el ajuste este asegurado rutinariamente antes de usar el producto. El peso del usuario debe estar en el centro del asiento.

instrucciones para retiro

1. Gira la perilla a la izquierda hasta que el asiento se afloje.
2. Levante el asiento y tire hacia adelante para moverlo.

instrucciones para limpiar

1. Utilize un limpiador no abrasivo o un limpiador de casa con agua tibia.
2. Enjuague con agua tibia y séquelo.
3. NO UTILIZE UN LIMPIADOR ABRASIVO O UNA TELA ABRASIVA con este producto, porque puede ser dañado.

PRECAUCIÓN

1. Siempre asegurese de que el asiento este bien colocado y fijado antes de usar.
2. Asegurese de que las perillas en el asiento estén bien ajustadas.
3. Este producto es diseñado para uso con la mayoría de cómodas comunes. No cabra en todo tipo de cómodas; asegurese que la unidad este instalada correctamente, cabe correctamente y esta estable antes de usar.

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

© 2006 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.

Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

mode d'installation

1. Enlever le produit de la boîte et lire attentivement les instructions avant d'installer le siège de toilette élevé.
2. Enlever le siège et le couvert de la toilette.
3. Tourner les deux goussets de support au sens contraire de l'horloge jusqu'à les goussets ne peuvent plus tourner. Cela ouvrira les serrures de fermeture.
4. Placer le siège de toilette élevé sur la toilette et positionner sûrement. S'assurer que les deux goussets de support soient de chaque côté du bord du bol de la toilette et que le siège de toilette élevé soit égal au bol de la toilette.
5. Tourner les goussets de support au sens de l'horloge jusqu'ils soient serré. Seulement serrer à la main. Ne pas utiliser d'outils afin de ne pas endommager les goussets de support.
6. S'assurer quotidiennement de la sécurité d'installation avant d'utiliser le siège de toilette élevé.

instructions afin d'enlever

1. Tourner les goussets de support au sens contraire de l'horloge jusqu'à le siège soit deserré.
2. Lever le devant du siège de la toilette élevé et tirer d'avant pour enlever.

mode de nettoyage

1. Seulement utiliser un détergent doux avec eau tiède.
2. Rincer avec eau tiède et sécher.
3. **NE PAS UTILISER UN DÉTERGENT PUISSANT OU LINGE RUDE AFIN DE PRÉVENIR L'ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT.**

PRÉVENTIONS

1. S'assurer que le siège de la toilette élevé soit serré correctement en place avant l'utilisation.
2. S'assurer que les goussets de support des côtés du siège soient visés sûrement.
3. Ce produit est fabriqué pour l'utilisation pour plusieurs variétés de commodes. Le siège de toilette élevé ne peut pas être utilisé pour toutes variétés de commodes. S'assurer que le produit soit correctement installé et soit sûrement installé avant l'utilisation.

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de qui ter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu' aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.

Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine