

drive™

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

Rev1.05.09.14

deluxe hand-held  
shower massager

masajeador para duchador  
manual deluxe

douche massage de  
luxe à main

item #RTL12045

drive™

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

## installation instructions

1. Remove the existing shower head leaving shower arm.
2. Screw Anti-Siphon Device (A) into existing shower arm.
3. Place rubber gasket (included) into Rotator Joint (B) and screw Rotator Joint into the other end of the Anti-Siphon Device.
4. Locate the end of the hose that has a bolt on the end and screw it onto the Rotator Joint (B).
5. Screw the other end of hose into the new shower head (C).
6. Hang shower head on bracket end of Anti-Siphon Device (A) when not in use.




Shower Head



Anti-Siphon Device



Existing Shower Head




## instrucciones de instalación

1. Quite la cabeza del duchador viejo dejando el brazo del duchador.
2. Enrosque el dispositivo anti-sifón (A) en el brazo de la ducha existente.
3. Coloque la junta de goma (incluida) en la unión giratoria (B) y enrosque la unión giratoria en el otro extremo del dispositivo anti-sifón.
4. Ubique el extremo de la manguera que tiene un tornillo en la punta y enrósquelo en la unión giratoria (B).
5. Enrosque el otro extremo de la manguera en la nueva cabeza del duchador (C).
6. Cuelgue la cabeza del duchador en el extremo del soporte del dispositivo anti-sifón (A) cuando no está en uso.



Cabeza Del  
Duchador



Dispositivo Anti-Sifón




A



B

Cabeza Del Duchador Ya Existente




## instructions de montage

1. Retirez l'ancienne pomme de douche en laissant le bras.
2. Vissez le système anti-siphon (A) dans le bras de douche existant.
3. Placez le joint en caoutchouc (inclus) dans le rotateur (B) et vissez ce dernier dans l'autre bout du système anti-siphon.
4. Prenez le bout fileté du flexible et vissez-y le rotateur (B).
5. Vissez l'autre côté du flexible dans la nouvelle pomme de douche (C).
6. Gardez la douche sur le support du système anti-siphon (F) quand cette dernière n'est pas utilisée.




Pomme De  
Douche



Anti-Siphon



Pomme De Douche Actuelle



## limited lifetime warranty

Your Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2014 Medical Depot, Inc. All rights reserved.  
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.  
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

Rev1.05.09.14

## garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2014 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.  
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.  
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

# garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre pour la vie du produit pour l'acheteur de consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2014 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

