

drive™

www.drivemedical.com

Rev.1.08.25.14

shower stool
with rotating seat

banco para ducha
con asiento giratorio

banc de douche avec
siège rotatifsiège pivotant

item # RTL12061M



EU Authorized Representative
Drive Medical LTD
Ainley's Industrial Estate
Eiland, West Yorkshire,
United Kingdom HX5 9JP

www.drivemedical.com

drive™

assembly instructions



Weight Capacity: 450 lbs (204 Kg)

1. Remove contents from carton.
2. Lay seat upside-down on a flat surface. Insert each receptacle leg into the the bottom of the seat. Repeat for 3 other legs.
3. Turn the bath bench right-side-up. Attach the storage tray by placing it between the legs and inserting the cross braces into the receptacles on the white leg collars.

adjusting leg height

1. Before use, adjust height of each leg to your specific needs, making sure all legs are at the same height. When desired height is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes.
2. To be sure legs are locked into place, push down on or pull up on the legs.

rotating seat

1. To rotate seat, pull up on handle until seat is free of one of the 12 locked positions and rotate to desired position. Seat can rotate in both directions.

Note: Built into the seat frame are 12 locking positions which will secure the seat in place to allow the user to safely stand up from or sit down on the seat. Make sure the seat is in one of the locked positions before standing or sitting.

additional precautions

1. Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
2. Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
3. Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
4. All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
5. DO NOT stand on chair.

NOTE: To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

instrucciones de armado



Capacidad: 450 (204 Kg) de peso

1. Saque las partes de la caja.
2. Coloque el asiento boca abajo sobre una superficie plana. Introduzca cada pata en el fondo del asiento. Repita el mismo paso para las otras 3 patas.
3. Voltee la banca de baño hacia arriba. Coloque la bandeja de almacenamiento introduciéndola entre las patas e insertando el refuerzo transversal dentro del receptáculo sobre los cuellos blancos de la pata.

ajuste la altura de la pata

1. Ajuste la altura de cada pata dependiendo de sus necesidades específicas antes de su uso, asegúrese que todas las patas tengan la misma altura. Cuando logre la altura deseada, asegure las patas en su lugar al alinear los botones dentro de sus hoyos correspondientes.
2. Presione las patas hacia abajo o jálelas hacia arriba para asegurarse que estén aseguradas en su lugar.

asiento giratorio

1. Para girar el asiento, jale de la agarradera hasta que el asiento se libere de una de sus 12 posiciones de bloqueo y gire el asiento a la posición deseada. El asiento puede girar en ambas direcciones.

Nota: El armazón del asiento cuenta con 12 posiciones de bloqueo para asegurarlo en su lugar y que el usuario se pueda parar o sentar del asiento de manera segura. Asegúrese que el asiento esté en una de las posiciones de bloqueo antes de pararse o sentarse.

precauciones adicionales

1. Inspeccione todas las partes antes de ensamblarlas para asegurarse que no se hayan dañado durante el envío. NO LO USE si detecta daños por envío. Póngase en contacto con el distribuidor/transportista para recibir instrucciones adicionales.
2. Asegúrese que los botones de ajuste a presión para la altura salgan completamente por los hoyos respectivos para cada extensión de pata. Esto asegurará que las extensiones de las patas estén bloqueadas de manera segura en su posición y que tengan una altura uniforme.
3. Verifique que los tapones de plástico de las extensiones de las patas no estén rotos, desgastados o ausentes. Reemplace inmediatamente cualquier tapón o reemplácelos todos si tienen imperfecciones.
4. Todos los cuatro tapones de las patas DEBEN de tocar el piso simultáneamente en todo momento.
5. NO SE pare sobre la silla.

NOTA: Para conservar la belleza del acabado original, limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento después de cada uso.

instructions pour l'assemblage



Capacité de poids de 450 lbs (204 Kg)

1. Retirez le contenu de la boîte.
2. Placez le siège à l'envers sur une surface plane. Insérez chaque patte dans le cadre du siège. Répétez l'opération pour les trois autres pattes.
3. Remettez le siège à l'endroit. Placez le plateau de rangement entre les pattes et insérez les entretoises dans les réceptacles dans les colliers blancs des pattes.

ajustement de la hauteur

1. Avant l'utilisation du siège, ajustez la hauteur de chaque patte selon vos besoins et assurez-vous que toutes les pattes ont la même hauteur. Lorsque l'ajustement est adéquat, verrouillez chaque patte en vous assurant que les boutons dépassent bien dans les trous.
2. Poussez et tirez sur chaque patte pour vous assurer qu'elles sont bien verrouillées.

siège pivotant

1. Pour faire pivoter le siège, tirez le bouton vers le haut jusqu'à ce que le siège se libère d'une des 12 positions de blocage.

Nota : Le cadre du siège comporte 12 positions de blocage du siège qui permettent à l'utilisateur de s'asseoir et de se relever en toute sécurité. Assurez-vous que le siège est bloqué dans une de ces positions avant de vous asseoir ou de vous relever.

précautions supplémentaires

1. Inspectez toutes les pièces et vérifiez qu'elles n'ont pas été endommagées pendant le transport avant l'assemblage. Si une pièce est endommagée, NE L'UTILISEZ PAS. Communiquez avec votre revendeur pour la marche à suivre.
2. Assurez-vous que les boutons d'ajustement de la hauteur de chaque patte sont bien sortis par les mêmes trous d'ajustement. Ceci garantit que les pattes sont solides et que le siège est bien ajusté.
3. Vérifiez les embouts de caoutchouc des pattes. Ils doivent être remplacés s'ils sont endommagés ou absents. Remplacez un ou tous les embouts si vous remarquez des imperfections.
4. Les embouts des quatre pattes DOIVENT reposer au sol simultanément en tout temps.
5. Ne montez pas debout sur le siège.

Nota : Pour protéger l'aspect général du siège, nettoyez-le avec un savon doux et rincez-le à l'eau tiède. Essayez le siège après chaque utilisation.

lifetime limited warranty

Your Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2014 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



©2014 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre pour la vie du produit pour l'acheteur de consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2014 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

