

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

teak bath bench

banco de teca para baño

banc de bain en teck



EU Authorized Representative
Drive International, LLC
Globe Lane - Stockport
DUKINFIELD SK16 4RE, GB

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

assembly instructions

1. Align first support frame with concave side facing up. While holding support frame in position, place second support frame (convex) over first support frame (see figure 1).
2. Be sure screw holes are lined up. Place first Wing Nut Screw in middle (figure 2) to secure both support frames.
3. Place remaining wing nut screws through frame and into bench. Be sure all wing nut screws are tightened securely.
4. Slide adjustable legs over each leg of the support frames. Allow the bronze "push-pins" to "pop out" to lock into position. Adjust to desired height. Be sure all legs are adjusted to the same height.

Contents:	Qty
Teak Bench	1
Support Frame	2
Adjustable Legs	3
Wing Nut Screws	4


1.



2.



3.




4.



instrucciones para el armado

1. Alinee el primer marco de soporte con el lado cóncavo hacia arriba. Mientras sostiene el marco de soporte en su posición, coloque el segundo marco de soporte (convexo) sobre el primer marco de soporte (ver figura 1).
2. Asegúrese de que los orificios de los tornillos estén alineados. Coloque el primer tornillo con tuerca mariposa en el medio (figura 2) para que ambos marcos de soporte queden firmes.
3. Introduzca el tornillo con tuerca mariposa restante a través del marco y dentro del banco. Asegúrese que todos los tornillos con tuerca mariposa estén bien ajustados.
4. Deslice las patas ajustables sobre cada pata de los marcos de soporte. Haga que los sujetadores de bronce salgan por el orificio para trabar en la posición adecuada. Ajuste a la altura deseada. Asegúrese de que todas las patas estén ajustadas a la misma altura.

Contenido:	Cantidad
Banco de Teca	1
Marco de Soporte	2
Patatas Ajustables	3
Tornillo con Tuerca Mariposa	4



directives d'assemblage

1. Placer une première partie de la structure de soutien sous le siège, le côté concave vers le haut. Placer ensuite la deuxième pièce de soutien du côté convexe, pardessus la première pièce. (Voir Figure 1)
2. S'assurer que les orifices prévues pour l'insertion des vis sont alignés. Placer la première vis à écrou papillon au centre de manière à fixer ensemble les deux parties de la structure de soutien. (Voir Figure 2)
3. Visser les autres vis à écrous papillon au travers des tubulures et dans les bancs. S'assurer que toutes les écrous soient vissés fermement.
4. Glisser les pattes ajustables dans chacune des tubulures de la structure de soutien. Ajuster à la hauteur désirée. S'assurer que le bouton-poussoir ressorte complètement afin de bien bloquer le mouvement de la patte. S'assurer que toutes les pattes sont à la même hauteur.

Contenu:	Qté
Banc de bain en teck	1
Structure de soutien	2
Pattes ajustables	3
Vis à écrou papillon	4



lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2005 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2005 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2005 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING